

## FOSFOLIPIDOS

### Método Trinder - Punto final

3 x 25 ml

REF 7116

#### Intención de Uso

Kit para la determinación cuantitativa de fosfolípidos en suero y en plasma de acuerdo al método Trinder

#### Principio

Los Fosfolípidos son hidrolizados por la fosfolipasa en colina y ácidos residuales. La Colina Oxidasa oxida la colina en betaina, con la formación de peróxido de hidrógeno el cual ante la presencia de peroxidada (POD), reacciona con Fenol y 4-aminofenazona, para formar un complejo coloreado cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de fosfolípidos en la muestra.

#### Muestra

Suero, plasma. Evitar las muestras altas concentraciones de ácido ascórbico. Los Fosfolípidos en la muestra son estables hasta por 3 días de 2-8°C y por 3 meses a -20°C.

#### Contenido del Pack

Reactivos	REF 7116	Cantidad	Riesgo
REACTIVO 1A	7116R1	3 Viales Lyo	
REACTIVO 1B	7116R2	3 x 25 ml	
ESTANDAR (Std)	7116S	1 x 2 ml	

#### Reactivos

REACTIVO 1A	4-aminofenazona 15 mmol/L, fosfolipasa 15 KU/L, Colinaoxidasa 30 KU/L, excipiente
REACTIVO 1B	Buffer pipes (pH 8,0) 50 mmol/L, Fenol 3 mmol/L, sodio azida 15 mmol/L
ESTANDAR	Colina Cloride correspondiente a 300mg/dl (3,88 mmol/L) de fosfolípidos, sodio azida 15 mmol/L

Estabilidad: Almacenar de 2-8 °C y protegerlo de la luz para proteger la estabilidad de los reactivos hasta la fecha de expiración indicada en el rótulo. No congelar. Mantener los frascos bien cerrados cuando no están en uso. No usar los reactivos en caso de turbidez.

#### Preparación del reactivo en uso

Disolver 1 vial de Reactivo 1A con 1 vial de Reactivo 1B. Estabilidad: 3 días de 15-25°C, 21 días de 2-8°C, si se conserva en un frasco bien protegido de la luz.

#### Materiales requeridos pero no incluidos:

Espectrofotómetro/ Analizador Bioquímico Semiautomático  
Micropipetas de 10ul y 1.0ml  
Cubetas para espectrofotómetro  
Gradillas para tubo de ensayo  
Timer

#### Procedimiento

Análisis : ..... Punto final creciente  
Longitud de onda : ..... 510 nm (500-520)  
Cubeta : ..... 1 cm vía óptica  
Temperatura : ..... 37 °C  
Tiempo de reacción : ..... 10 minutos  
Lectura : ..... contra reactivo blanco  
Muestra/Reactivo : ..... 1/125

Que los reactivos a usar alcancen la temperatura elegida para el análisis.  
Pipetear en cubetas

	Reactivo blanco	Estándar	Muestra
Agua destilada	10 µl	-	-
Estándar	-	10 µl	-
Muestra	-	-	10 µl
Reactivo en uso	1,25 µl	1,25 µl	1,25 µl

Mezclar, incubar a 37°C por 10 minutos. Leer las absorbancias del estándar (AbsStd) y de la muestra (AbsS) contra el reactivo blanco. Los volúmenes de reacción pueden ser proporcionalmente variados sin ninguna modificación en el cálculo.

#### Cálculo

Calcular la concentración de fosfolípidos en la muestra usando la siguiente fórmula:

$$[\text{mg/dl}] \text{ Fosfolípidos} = \text{AbsS/AbsStd} \times 300$$

$$[\mu\text{mol/L}] \text{ Fosfolípidos} = \text{AbsS/AbsStd} \times 3.88$$

#### Valores de referencia

##### Suero/Plasma

$$150 \div 250 \text{ mg/dl } (1,96 \div 3,23 \text{ mmol/L})$$

Cada laboratorio debe definir sus propios valores de referencia para este método.

#### Control de calidad

Se recomienda a un programa de control de calidad a todos los laboratorios de química clínica.

Se recomienda un control de suero en rangos normales y elevados para cada cada prueba.

Los valores obtenidos deben ser incluidos dentro de los rangos aceptados del fabricante para el método en uso.

#### Características de funcionamiento

**Sensibilidad:** La sensibilidad del método es de 5mg/ dl

**Linealidad:** Hasta 1000mg/ dl

Para valores elevados, diluir la muestra con solución salina y multiplicar los resultados por 10

#### Precisión dentro de la corrida

	Nivel 1	Nivel 2
Promedio [mg/dl]	99,0	257,2
DS	2,6	5,6
CV %	2,7	2,2

#### Precisión entre la corrida

	Nivel 1	Nivel 2
Promedio [mg/dl]	97,5	251,4
DS	2,3	7,8
CV %	2,3	3,1

**Interferencia:** La bilirrubina, hemoglobina y ácido ascórbico no interfieren en concentraciones usuales no interfieren con la prueba.

**Correlación contra un método de referencia:** La correlación del método (Y) contra un método de referencia (X) ha evidenciado la siguiente ecuación:

$$Y = 0,9835X \div 2,2063 \quad r = 0.9941$$

Se sugiere para programar, leer antes el manual de usuario del equipo en uso, de acuerdo a los requerimientos del analizador.

#### Advertencia y Precauciones

- Usar indumentaria adecuada de protección-no pipetear con la boca
- Eliminar los residuos de acuerdo a las normas locales
- Leer las instrucciones del kit antes de ejecutar la prueba.
- Usar solo los reactivos contenidos en el kit y los reactivos recomendados
- No usar reactivos de diferentes lotes.
- No usar reactivos que ya hayan expirado
- No usar reactivos de otros fabricantes
- Aplicación en variedad de analizadores y automatizados.

#### Presentación

3 X 25 ml Cod. 71 16

#### Referencias

1. Takayama M., Itoh S., Nagasaki T., Tanimazu I, "Quim,Clin Acta" 79,93 (1977)
2. Kaplan LA, Pesce AJ: "Química Clínica", Mosby Ed. 1989
3. Documento NCCLS, Procedimientos para la colección para los especímenes de sangre arterial"
4. EU-Directiva 1999/11 Comisión Directiva del 87 de Marzo 1999 Adaptación al progreso técnico de principios de buenas prácticas de laboratorio como se especifica en la Directiva Consular 87/18/EEC.



Fabricado por FAR srl

Via Fermi, 12-370026 Pescantina - VERONA - Italia  
Tel. + 39 045 6700870-67 - 00871 - Fax + 39 045 7157763  
Pag. web: <http://www.farddiag.com>  
e-mail: [farddiag@farddiag.com](mailto:farddiag@farddiag.com)

Representante Exclusivo:

  
**lab Medic E.I.R.L.**  
Tecnología de Calidad en Equipos e Insumos para Laboratorio

Av. Tacna N° 482 - Of. 403 - Lima  
Telefax: 330-8226 / 7153981 / 7153982  
R.U.C.: 2051258886  
E-mail: [ventas@pflabmedic.com.pe](mailto:ventas@pflabmedic.com.pe)  
[www.pflabmedic.com.pe](http://www.pflabmedic.com.pe)